



HEIMELIG
BETTEN

Das Pflegebett für daheim

MOTUS

OBA

made by OBA


Anwendungsstudie

Eine mehrmonatige Anwendungsstudie unterstreicht den breiten Anwendungsbereich von Motus.

Dank des hohen Grades an Druckverteilung eignet sich Motus hervorragend als Dekubitus-Präventions Hilfsmittel.

Gleichzeitig ermöglicht die grosse Stabilität eine effiziente Förderung der Eigenmobilität.

Mehr Infos: www.oba.ch



Der speziell konzipierte Fersen- und Schulterbereich ermöglicht eine grösstmögliche Druckentlastung.

Hygiene

Der Inkontinenz-Schutzbezug Obatex DA schützt den Matratzenkern vor Flüssigkeiten und ist sehr einfach oberflächlich zu reinigen. Der Bezug ist wasserdampfdurchlässig und resistent gegen organische Flüssigkeiten.

Einfacher Einsatz

Beide Liegeflächen sind identisch konzipiert. Dadurch können Anwendungsfehler eliminiert werden. Zudem wird ein regelmässiges Drehen und Wenden ermöglicht. Das verlängert die Lebensdauer von Motus merklich.

Liegekomfort

Die Matratze bietet Patienten und Bewohnern bis zu einem Körpergewicht von ca. 150 kg bestmöglichen Komfort. Die hohe Stabilität garantiert zudem ein ausgezeichnetes Sicherheitsgefühl für kognitiv beeinträchtigte Personen.

Härtegrad	weich – mittel
Dekubitusgrad nach EPUAP	3
Patientengewicht	150 kg
Grösse	Standard: 90 × 200 cm, alle Grössen erhältlich
Höhe	15 cm
Matratzengewicht	ca. 13 kg
Raumgewicht	48 kg/m ³ /50 kg/m ³ /40 kg/m ³
Kern	Spezial Schaumstoffkonstruktion aus EvoPore HRC 120 p, HRC 190 p und HRC 75 p, mit Längskantenverstärkung, bezogen mit einem Trikot Schutzbezug
Bezug	Obatex DA beige, aquamarin, inselrot oder blau, flammhemmend Brandklasse A, Normen 12952 1-2
Pflege	Bezug waschbar bis 95°C, tumblerfest
Garantie	Kern: 10 Jahre (ab 3. Jahr pro Rata) auf Durchliegen Bezug: 2 Jahre
QM	ISO EN 9001/2015
Swiss made	